

# SILAN

Silan metakrylanowy



PRZED UŻYCIEM NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z PONIŻSZĄ INSTRUKCJĄ  
WYRÓB DO STOSOWANIA WYŁĄCZNIE PRZEZ LEKARZA STOMATOLOGA

## PRZEZNACZENIE

Silan nakłada się na porcelanę po jej wytrawieniu, przed zastosowaniem systemu wiążącego w celu podniesienia trwałości wiązania pomiędzy żywicą i porcelaną.

## SPOSÓB UŻYCIA

1. Nakręcić aplikację z pędzelkiem na strzykawkę z silanem w miejsce nakrętki zabezpieczającej.
2. Wetrzeć silan w wytrawioną wcześniej powierzchnię porcelany.
3. Nie płukać! wysuszyć strumieniem powietrza.
4. Powierzchnia porcelany jest gotowa do nałożenia systemu wiążącego.

## ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

W przypadku napraw w jamie ustnej pacjenta obowiązkowo stosować koferdam oraz zabezpieczenie oczu pacjenta. Stosować wyciąg powietrzny w trakcie wytrawiania. Stosować zabezpieczenia personelu: odzież, rękawice, przyłbicę ochronną.

Substancja drażniąca, może działać drażniąco na oczy, drogi oddechowe i skórę. W razie kontaktu z oczami przemyć dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem. W przypadku podrażnienia skóry: zmyć mydłem i dużą ilością wody. W przypadku połknięcia nie wywoływać wymiotów, skontaktować się z lekarzem.

## PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w temperaturze poniżej 25 °C.

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Termin przydatności do użycia znajduje się na opakowaniu bezpośrednim.

Po otwarciu opakowania okres ważności nie ulega zmianie pod warunkiem szczelnego zamykania po każdorazowym użyciu.

## POSTĘPOWANIE Z OPAKOWANIAM I PO WYROBIE

Zużyte opakowania należy przekazać do utylizacji lub zwrócić do wytwórcy.

## OPAKOWANIE

Strzykawka zawierająca 2ml preparatu, aplikatory jednorazowe.



PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski  
37-450 Stalowa Wola, Polska  
ul. Kwiatkowskiego 1  
Tel/fax 0048 15 842-35-85

Data ostatniej aktualizacji: 18.04.2012/1