

ONE SHADING MEETS BULK FILLING



NOWOŚĆ



Charisma Bulk Flow ONE.

To pierwszy płynny kompozyt typu bulk-fill w uniwersalnym kolorze do codziennego stosowania.

Zawsze wybierasz właściwy kolor: Dzięki wyjątkowym właściwościom optycznym materiału Charisma Bulk Flow ONE odbudowa kompozytowa idealnie dopasowuje się do otaczającej ją tkanki zęba.

Wygodna praca: Wypełnienia w szybki i łatwy sposób mogą być wykonywane z użyciem warstwy materiału o grubości do 4mm bez konieczności stosowania dodatkowej warstwy wierzchniej.

Długotrwałe uzupełnienia: Niski skurcz polimeryzacyjny, wysoka wytrzymałość na zginanie i ścieranie sprawiają, że odbudowa kompozytowa jest odporna na działanie obciążeń sił żucia w odcinku bocznym.



Zobacz film: kulzer.pl/charisma-bulk-flow-one-video



KULZER
MITSUI CHEMICALS GROUP

4
3
2
1
0
mm

ONE

JEDNA

WARSTWA

DO WSZYSTKICH

KOLORÓW




Charisma Bulk Flow ONE ułatwia i przyspiesza proces odbudowy ubytku.

Charisma Bulk Flow ONE łączy w sobie właściwości samopoziomujące materiału o płynnej konsystencji, stabilność po nałożeniu oraz wysoki stopień polimeryzacji. Pozwala to pracować warstwami kompozytu o grubości do 4mm.

Dzięki Charisma Bulk Flow ONE stomatolog nie traci czasu na dopasowanie kolorystyczne kompozytu oraz skraca czas leczenia stosując jeden materiał bez konieczności stosowania dodatkowej warstwy wierzchniej.

Szeroki zakres zastosowań – od wypełnień w technice bulk-filling, poprzez zastosowanie jako materiał podkładowy, po odbudowę w zębach mlecznych – jest dodatkowo ułatwiony przy wykorzystaniu równie niezawodnego i wszechstronnego systemu łączącego Gluma Bond Universal.

MOŻLIWE TECHNIKI PRACY




WYGODNA PRACA



Oczyszczony i opracowany ubytek w izolacji pola zabiegowego z koferdamem



Kontrola po 4 tygodniach



Kontrola RTG: Bardzo dobra radiopakierowość materiału Charisma Bulk Flow ONE

Kod produktu	Opakowanie	Zawartość
Charisma Bulk Flow ONE – uzupełnienia		
66094725	CHARISMA BULK FLOW ONE STRZYKAWKA 1x2 g	1 x strzykawka 2 g 5 x kaniula 1 x instrukcja użytkowania
Charisma Bulk Flow ONE – zestaw		
66095336	Charisma BULK FLOW ONE ZESTAW	10 x strzykawka 2 g 10x5 kaniula 1 x instrukcja obrazkowa 1 x instrukcja użytkowania



Źródło zdjęć klinicznych: Prof. dr Ernst, Niemcy
 © 2022 Kulzer GmbH. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Kulzer GmbH w Polsce · ul. Sowińskiego 46 seg. C · 40-018 Katowice · www.kulzer.pl

Konsultanci medyczni Kulzer:
Konrad Kędziora Team Manager tel. 600 976 698 konrad.kedziora@kulzer-dental.com
Piotr Kupis Łódź, Kalisz, Konin i okolice tel. 604 241 425 piotr.kupis@kulzer-dental.com
Maciej Grodner Warszawa i okolice tel. 605 900 533 maciej.grodner@kulzer-dental.com
Arkadiusz Pawlus Wrocław, Opole i okolice tel. 791 432 179 arkadiusz.pawlus@kulzer-dental.com
Łukasz Klek Kraków, Rzeszów i okolice tel. 501 847 491 lukasz.klek@kulzer-dental.com
Konrad Buras Katowice, Częstochowa i okolice tel. 511 797 751 konrad.buras@kulzer-dental.com
Ireneusz Gałus Lublin i okolice tel. 697 489 789 ireneusz.galus@kulzer-dental.com
Tomasz Grodecki Poznań, Zielona Góra i okolice tel. 535 184 200 tomasz.grodecki@kulzer-dental.com